

Wb, If-P, Elisa용 항Rnase2 토끼 다클론 항체 - P10153

품목 번호: CM0030062



소개

사람 RNASE2(EDN/RNS2, SWISS P10153)에 대한 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었으며 사람과 마우스에 교차 반응성이 있습니다. 호산구 기능, 리소좀 활성화 및 리보뉴클레아제 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	RNASE2 토끼 pAb
비고/별칭	EDN; RAF3; RNS2; RNASE2
종	사람
유전자ID (사람)	6036
유전자ID	6036
면역원	사람 RNASE2 (NP_002925.1)의 아미노산 28-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P10153
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩