

Anti-Rnase2 토끼 다클론 항체 (Wb용) - O35291

품목 번호: CM0028497

소개

재조합 마우스 RNASE2 단백질에 대해 생성된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA 응용 분야에 적합하며 인간, 마우스, 쥐 종에서 검증되었습니다. 연구용으로만 사용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNASE2 토끼 pAb
비고/별칭	mR4; RNS2; Rnase2
종	마우스
유전자 ID (인간)	6036
유전자 ID	53877
면역원	재조합 단백질 마우스 RNASE2의 아미노산 26-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001017422.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O35291
단백질 무게	18kDa
배송	아이스팩