

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Rnase3 토끼 다클로날 항체 - P12724

품목 번호: CM0023953



소개

RNASE3 Rabbit pAb은 인간 호산구 양이온 단백질(ECP)을 표적으로 하는 다클로날 항체입니다. IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 선천성 면역 및 염증 연구에 적합합니다. - P12724

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNASE3 Rabbit pAb
비고/별칭	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6037
GeneID	6037
면역원	인간 RNASE3 (NP_002926.2)의 아미노산 28-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P12724
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백