

Wb, Elisa용 항-Rnase3 토끼 다클론 항체 - P12724

품목 번호: CM0017823



소개

CamelBio는 숙주 방어 및 염증에 관여하는 인간 호산구 양이온 단백질(ECP)을 표적으로 하는 WB 및 ELISA용 항-RNASE3 토끼 다클론 항체를 공급합니다. 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNASE3 토끼 pAb
비고/별칭	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
종	인간
GeneID (인간)	6037
GeneID	6037
면역원	합성 펩티드 인간 RNASE3 (NP_002926.2)의 아미노산 100-160 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P12724
단백질 분자량	18kDa
배송 방법	아이스 팩