


Wb, Elisa용 Anti-Rnaseh1 단일클론 항체 - O60930

품목 번호: CM0006303



소개

인간 RNASEH1(아미노산 140-286 면역원)을 대상으로 하는 마우스 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. RNA-DNA 하이브리드 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNASEH1 마우스 단일클론 항체
비고/별칭	RNH1; HIRNA; PEOB2; RNASEH1
종	인간
GeneID	246243
면역원	인간 RNASEH1(O60930)의 아미노산 140-286을 포함하는 제조합 용합 단백질
원천	마우스
범주	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60930
단백질 무게	32kDa
배송	아이스백