


Wb 및 Elisa용 항-Rnaseh1 토끼 다클론 항체 - O60930

품목 번호: CM0029118



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 항-RNASEH1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 RNASEH1(32kDa)을 검출합니다. RNA-DNA 혼성체 동역학, 전사 종결 및 R-루프 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNASEH1 토끼 pAb
비고/별칭	RNH1; HIRNA; PEOB2; RNASEH1
종	인간
유전자 ID (인간)	246243
유전자 ID	246243
면역원	인간 RNASEH1(NP_002927.2)의 아미노산 1-286에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60930
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백