


Wb 및 Elisa용 항Rnaseh2C 토끼 다클론 항체 - Q8Tdp1

품목 번호: CM0017620



소개

인간 RNASEH2C(AGS3/AYP1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. RNA:DNA 혼성체 처리 및 DNA 복제 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNASEH2C 토끼 pAb
비고/별칭	AGS3; AYP1; RNASEH2C
종	인간
유전자 ID (인간)	84153
유전자 ID	84153
면역원	인간 RNASEH2C(NP_115569.2)의 아미노산 1-16번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TDP1
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스 팩