


## Wb용 Anti-Rnd1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q92730

품목 번호: CM0013261



### 소개

RND1 Rabbit pAb은 인간 RND1을 표적으로 하는 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 액틴 세포골격 리모델링 및 신경 세포 과정(neuronal process) 형성 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 설명                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | RND1 Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭                    | ARHS; RHO6; RHOS; RND1                                          |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                       |
| GeneID (인간)              | 27289                                                           |
| GeneID                   | 27289                                                           |
| 면역원(Immunogen)           | 합성 펩타이드 인간 RND1 (NP_055285.1)의 아미노산 133-232 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                      |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                 |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                             |
| SWISS                    | Q92730                                                          |
| 단백질 분자량                  | 26kDa                                                           |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                   |