

Anti-Rnf10 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

품목 번호: CM0005284

소개

사람 RNF10에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫드 샘플에서 리보솜 품질 조절 및 유비퀴틴화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF10 Rabbit mAb
비고/별칭	RIE2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	9921
GeneID	9921
면역원	합성 펩타이드 사람 RNF10 (NP_055683.3)의 아미노산 660-760 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q8N5U6
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)