

## Wb, Elisa용 Anti-Rnf11 폴리클로날 항체 - Q9Y3C5

품목 번호: CM0029016

### 소개

인간 RNF11를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 나타냅니다. 유비퀴틴 매개 염증 신호 전달 및 단백질 분해 경로를 연구하는 데 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RNF11 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | CGI-123; SID1669; RNF11                                       |
| 종           | 인간(Human)                                                     |
| GeneID (인간) | 26994                                                         |
| GeneID      | 26994                                                         |
| 면역원         | 인간 RNF11 (NP_055187.1)의 아미노산 1-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                      |
| 애플리케이션      | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                            |
| SWISS       | Q9Y3C5                                                        |
| 단백질 분자량     | 17kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |