

Wb, Elisa용 Anti-Rnf114 폴리클로날 항체 - Q9Y508

품목 번호: CM0016851

소개

사람 RNF114에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. NF-κB 조절, 세포 주기 제어 및 선천성 면역에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가제인 사람 및 마우스 RNF114를 검출합니다. 유비퀴틴 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF114 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF313; PSORS12; RNF114
종(Species)	Human (사람)
GeneID (Human)	55905
GeneID	55905
면역원(Immunogen)	사람 RNF114 (NP_061153.1)의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (사람), Mouse (마우스)
SWISS	Q9Y508
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스백