

Wb, Elisa용 항-Rnf115 다클론 항체 - Q9Y4L5

품목 번호: CM0020433

소개

RNF115(BCA2, ZNF364)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐와 교차반응성이 있습니다. RNF115는 자가포식, 항바이러스 면역 및 세포 신호전달에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF115 토끼 pAb
비고/별칭	BCA2; ZFP364; ZNF364; RABRING7; RNF115
종	인간
GeneID (인간)	27246
GeneID	27246
면역원	재조합 단백질 인간 RNF115(NP_055270.1)의 아미노산 30-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q9Y4L5
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩