

Wb, Elisa용 Anti-Rnf125 폴리클로날 항체 - Q96Eq8

품목 번호: CM0015317



소개

RNF125 Rabbit pAb는 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증을 마친 토끼 폴리클로날 항체로, 항바이러스 면역 및 T-세포 활성화를 조절하는 E3 유비퀴틴 리가아제인 인간 RNF125를 표적합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF125 Rabbit pAb
비고/별칭	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
종	인간
GeneID	54941
면역원	인간 RNF125 (NP_060301.2)의 아미노산 41-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응	인간
SWISS	Q96EQ8
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백