

Anti-Rnf125 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Eq8

품목 번호: CM0023969



소개

인간 RNF125에 대한 토끼 폴리클론 항체로, Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스를 인식합니다; 선천 면역 및 T-세포 활성화에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	RNF125 Rabbit pAb
비고/별칭	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
종	인간
유전자 ID	54941
면역원	인간 RNF125 (NP_060301.2)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96EQ8
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백