


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rnf126 폴리클로널 항체 - Q9Bv68

품목 번호: CM0021451



소개

RNF126에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 단백질 품질 관리 및 DNA 복구에서의 E3 유비퀴틴 리가제 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF126 Rabbit pAb
비고/별칭	RNF126; ring finger protein 126
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55658
면역원	인간 RNF126 (NP_919442.1)의 아미노산 120-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BV68
단백질 분자량	33kDa/35kDa
배송	아이스백