


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rnf126 다클론 항체 - Q9Bv68

품목 번호: CM0019501



소개

인간 E3 유비퀴틴-단백질 리가아제 RNF126에 대한 토끼 다클론 항체로, Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 유비퀴틴화 및 DNA 복구 연구를 위해 인간, 마우스 및 랫트에서 34 kDa RNF126을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF126 토끼 pAb
비고/별칭	RNF126
종	인간
유전자 ID (인간)	55658
유전자 ID	55658
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9BV68
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩