

Wb, Elisa용 Anti-Rnf14 단일클론 항체 - Q9Ubs8

품목 번호: CM0003601

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-RNF14 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 RNF14를 검출하며, 이는 번역 품질 조절 및 Wnt 신호 전달의 핵심 E3 리가제입니다. 기전 및 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	RNF14 Rabbit mAb
비고/별칭	ARA54; HFB30; TRIAD2; HRIHFB2038; RNF14
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	9604
유전자 ID	9604
면역원	합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UBS8
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩