


Wb, Elisa용 Anti-Rnf144A 다클론 항체 - P50876

품목 번호: CM0020243



소개

인간 RNF144A(UIP4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 랫드와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화, DNA 손상 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF144A 토끼 pAb
비고/별칭	UIP4; hUIP4; RNF144; UBCE7IP4
종	인간
GeneID(인간)	9781
면역원	인간 RNF144A(NP_055561.2)의 아미노산 52-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P50876
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩