

If/Icc, Elisa용 Anti-Rnf149 폴리클론 항체 - Q8Nc42

품목 번호: CM0024536

소개

인간 RNF149(43kDa)를 표적하는 토끼 폴리클론 항체로 IF/ICC 및 ELISA에 사용됩니다. 내인성 RNF149를 검출하며, 쥐와의 교차 반응성을 보입니다. E3 리가아제 및 BRAF 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	RNF149 Rabbit pAb
비고/별칭	RNF149; DNAPTP2; 링 핑거 단백질 149
종	인간
GeneID (인간)	284996
GeneID	284996
면역원	인간 RNF149(NP_775918.2)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8NC42
단백질 무게	43kDa
배송	아이스백