

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rnf149 토끼 다클론 항체 - Q8Nc42

품목 번호: CM0015386

소개

인간 RNF149에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 RNF149를 검출합니다. 유비퀴틴화 및 BRAF 분해 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF149 토끼 pAb
비고/별칭	DNAPTP2; RNF149
종	인간
유전자 ID (인간)	284996
유전자 ID	284996
면역원	인간 RNF149의 아미노산 221-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_775918.2)
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8NC42
단백질 분자량	43kDa
운송	아이스팩