

Anti-Rnf152 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N8N0

품목 번호: CM0019657

소개

WB 및 ELISA용 Anti-RNF152 rabbit polyclonal antibody, 인간 E3 유비퀴틴-단백질 리가제 RNF152 (UniProt Q8N8N0)를 표적. mTORC1 신호 전달 및 세포사멸 경로 연구에 대해 검증됨.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명         | RNF152 Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭       | RNF152                                                  |
| 종           | 인간                                                      |
| 유전자 ID (인간) | 220441                                                  |
| 유전자 ID      | 220441                                                  |
| 면역원         | 인간 RNF152 (NP_775828.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 |
| 원천          | 토끼                                                      |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 인간                                                      |
| SWISS       | Q8N8N0                                                  |
| 단백질 분자량     | 22kDa                                                   |
| 배송          | 아이스백                                                    |