

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rnf166 다클론 항체 - Q96A37

품목 번호: CM0024785

소개

인간 RNF166에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 선천성 면역 및 자가포식에서 E3 유비퀴틴 리가아제 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF166 토끼 pAb
비고/별칭	RNF166
종	인간
유전자ID (인간)	115992
유전자ID	115992
면역원	인간 RNF166 (NP_849163.1)의 아미노산 102-201에 상응하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96A37
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩