

Anti-Rnf166 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q96A37

품목 번호: CM0017194

소개

인간 RNF166에 특이적인 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐와 교차 반응성을 가집니다. 자가포식 및 선천성 면역에 관여하는 E3 유비퀴틴 리게아제를 표적으로 하며, IVD 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF166 토끼 pAb
비고/별칭	RNF166
종	인간
유전자 ID (인간)	115992
면역원	재조합 단백질: 인간 RNF166 (NP_849163.1)의 아미노산 1-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q96A37
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩