

Wb 및 Elisa용 Anti-Rnf180 Rabbit Polyclonal Antibody - Q86T96

품목 번호: CM0020373

소개

재조합 인간 RNF180 (아미노산 1-416)에 대해 제작된 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫드 RNF180을 인식합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 유비퀴틴화 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	RNF180 Rabbit pAb
비고/별칭	RINES; RNF180
종	인간
유전자 ID (인간)	285671
면역원	인간 RNF180 (NP_848627.1)의 아미노산 1-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q86T96
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백