

Wb 및 Elisa용 항-Rnf181 토끼 다클론 항체 - Q9P0P0

품목 번호: CM0015889

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-RNF181 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 표적 단백질은 유비퀴틴화 및 프로테아좀 조절에 관여하는 E3 유비퀴틴 단백질 리가아제 RNF181입니다. 유비퀴틴 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF181 토끼 pAb
비고/별칭	HSPC238; RNF181
종	인간
유전자 ID	51255
면역원	인간 RNF181 (NP_057578.1)의 아미노산 1-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P0P0
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩