

Wb 및 Elisa용 항Rnf185 토끼 다클론 항체 - Q96Gf1

품목 번호: CM0024401

소개

인간 RNF185에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 미토파지, ER 스트레스, ERAD 및 선천성 항바이러스 면역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF185 토끼 pAb
비고/별칭	RNF185
종	인간
GeneID (인간)	91445
GeneID	91445
면역원	인간 RNF185 (NP_689480.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96GF1
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백