


Wb 및 Elisa용 항-Rnf20 토끼 단클론 항체 - Q5Vtr2

품목 번호: CM0005904



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 항-RNF20 토끼 단클론 항체. 히스톤 H2B 유비퀴틴 리가아제인 인간 및 마우스 RNF20와 반응합니다. 후성유전학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF20 토끼 mAb
비고/별칭	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
종	인간
유전자 ID (인간)	56254
유전자 ID	56254
면역원	합성 펩티드 - 인간 RNF20 (Q5VTR2)의 아미노산 1-100번 서열에 상응하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5VTR2
단백질 분자량	114kDa
배송 방식	아이스백