

Wb, Elisa용 Anti-Rnf220 토끼 다클로날 항체 - Q5Vtb9

품목 번호: CM0013694

소개

RNF220 (E3 유비퀴틴-단백질 리가제)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 RNF220 (63kDa)을 인식합니다. 유비퀴틴화, Wnt 신호 전달, 신경 발생 및 인터페론 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF220 Rabbit pAb
비고/별칭	HLD23; Clorf164; RNF220
종	Human (인간)
Gene ID (Human)	55182
Gene ID	55182
면역원	인간 RNF220 (NP_060620.2)의 아미노산 267-566에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q5VTB9
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백