

Wb, If, Elisa용 항-Rnf31 다클론 항체 - Q96Ep0

품목 번호: CM0016423



소개

사람 RNF31(HOIP, ZIBRA)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅, 면역형광 및 ELISA에 사용됩니다. 사람 및 마우스 샘플에서 검증되었으며 LUBAC 복합체의 약 120 kDa E3 라이게이즈 구성요소를 인식합니다. NF-κB 신호전달 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF31 토끼 pAb
비고/별칭	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
종	사람
GeneID (사람)	55072
GeneID	55072
면역원	사람 RNF31 (NP_060469.4)의 아미노산 500-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q96EP0
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스백