

Wbwb, Elisa용 Anti-Rnf31 토끼 다클로날 항체 - Q96Ep0

품목 번호: CM0026720



소개

RNF31 (HOIP)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 반응합니다. NF- κ B 신호 전달 및 선형 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF31 Rabbit pAb
비고/별칭	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55072
GeneID	55072
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 RNF31 (NP_060469.4)의 아미노산 500-700에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q96EP0
단백질 분자량	120kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)