

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rnf34 Rabbit Polyclonal Antibody - Q969K3

품목 번호: CM0027248

소개

E3 유비퀴틴 리가아제인 인간 RNF34 (CARP1/hRFI)를 표적하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA 적용에 대해 검증됨. 세포사멸, 단백질 분해, 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF34 Rabbit pAb
비고/별칭	RFI, RIF, RIFF, hRFI, CARP1, CARP-1, RNF34
종	인간
GeneID	80196
면역원	인간 RNF34 (NP_079402.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q969K3
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백