

Wb, Elisa용 Anti-Rnf4 토끼 다클론 항체 - P78317

품목 번호: CM0013519



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 인간 RNF4(SLX5/SNURF) 표적 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 수모화 의존적 분해 경로에 관여하는 E3 유비퀴틴-단백질 리가아제를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF4 토끼 pAb
비고 / 별칭	SLX5, SNURF, RES4-26, RNF4
종	인간
유전자 ID	6047
면역원	인간 RNF4(NP_001171938.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P78317
단백질 분자량	21 kDa
배송	아이스팩