


Anti-Rnf40 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O75150

품목 번호: CM0027508



소개

RNF40 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 E3 유비퀴틴-단백질 리가제 BRE1B(O75150)를 표적으로 하며, 후성유전학 및 염색질 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RNF40 Rabbit pAb
비고/별칭	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
종	인간
유전자 ID (인간)	9810
유전자 ID	9810
면역원	인간 RNF40(NP_055586.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75150
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스백