


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rnf7 단일클론 항체 - Q9Ubf6

품목 번호: CM0004145



소개

인간 RNF7(SAG/ROC2/RBX2/CKBBP1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 유비퀴틴화 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF7 Rabbit mAb
비고/별칭	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
종	인간
유전자 ID (인간)	9616
유전자 ID	9616
면역원	인간 RNF7 (NP_055060.1)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBF6
단백질 무게	13kDa
배송	아이스백