


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rnf7 토끼 다클로날 항체 - Q9Ubf6

품목 번호: CM0030429



### 소개

RNF7(ROC2, SAG로도 알려짐)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람(Human) 샘플을 사용하는 WB, IF/ICC 및 ELISA 실험에 적합합니다. Cullin-RING 리가제 복합체에 관여하는 13kDa 단백질(UniProt: Q9UBF6)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | RNF7 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭                    | SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7                               |
| 종(Species)               | 사람 (Human)                                                  |
| GeneID                   | 9616                                                        |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 RNF7 (NP_055060.1)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼 (Rabbit)                                                 |
| 카테고리                     | 다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                             |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                           |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람 (Human)                                                  |
| SWISS                    | Q9UBF6                                                      |
| 단백질 분자량                  | 13kDa                                                       |
| 배송(Shipping)             | 아이스백 (Ice bag)                                              |