


Wb, Elisa용 Anti-Rnf8 폴리클로널 항체 - O76064

품목 번호: CM0030017



소개

인간 RNF8를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. DNA 손상 신호 전달 및 유비퀴틴화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF8 Rabbit pAb
비고/별칭	hRNF8; RNF8
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9025
GeneID	9022
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 RNF8 (NP_003949.1)의 아미노산 230-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O76064
단백질 분자량(Protein Weight)	56kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)