


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rngtt Rabbit Polyclonal Antibody - O60942

품목 번호: CM0028820



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA용 Anti-RNGTT 토끼 다클로날 항체입니다. 인간(Human), 쥐(Mouse), 및 랫(Rat)의 RNGTT와 반응합니다. mRNA 캡 형성 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RNGTT Rabbit pAb
비고/별칭	HCE; HCE1; hCAP; CAPIA; RNGTT
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8732
GeneID	8732
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 RNGTT (NP_003791.3)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	O60942
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)