

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rnh1 폴리클로날 항체 - P13489

품목 번호: CM0026172



소개

RNH1 (리보뉴클레아제 억제제, RAI)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RNH1 Rabbit pAb
비고/별칭	RAI; RNH; RNH1
종	Human
GeneID (Human)	6050
GeneID	6050
면역원	인간 RNH1 (NP_002930.2)의 아미노산 202-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P13489
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백