

Wb, If/Icc, Elisa용 항Robo1 토끼 다클론 항체 - Q9Y6N7

품목 번호: CM0018535



소개

인간 ROBO1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 축삭 유도, 신경 발생 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ROBO1 토끼 pAb
비고/별칭	NORS; NYS8; SAX3; CPHD8; DUTTI; ROBO1
종	인간
유전자ID (인간)	6091
유전자ID	6091
면역원	인간 ROBO1 (NP_002932.1)의 아미노산 1452-1651에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6N7
단백질 분자량	181kDa
배송	아이스백