

Wb, Ip, If, Elisa용 Anti-Rock1 토끼 다클로날 항체 - Q13464

품목 번호: CM0014899



소개

사람, 마우스, 쥐 샘플에서 WB, IP, IF-P, ELISA용으로 검증된 ROCK1 토끼 다클로날 항체입니다. 액틴 골격 및 세포 극성의 주요 조절 인자로, 세포 이동 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ROCK1 Rabbit pAb
비고/별칭	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6093
GeneID	6093
면역원	사람 ROCK1 (NP_005397.1)의 아미노산 400-660에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IP, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q13464
단백질 분자량	158kDa
배송	아이스백 (Ice bag)