

Anti-Rock1 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13464

품목 번호: CM0015011



소개

인간 ROCK1에 대한 고품질 토끼 다클로널 항체로, 녹아웃(Knockout)으로 검증되었으며 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 세포골격, 세포 극성 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] ROCK1 Rabbit pAb
비고/별칭	ROCK-I; P160ROCK; K1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6093
GeneID	6093
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 ROCK1 (NP_005397.1)의 아미노산 400-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13464
단백질 분자량	158kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)