


Wb, Elisa용 Anti-Rogdi 폴리클로날 항체 - Q9Gzn7

품목 번호: CM0025354



소개

인간 ROGDI를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 신경과학 연구 및 질병 모델 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ROGDI Rabbit pAb
비고/별칭	KTZS; RAV2; ROGDI; ROGDI
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	79641
유전자 ID	79641
면역원(Immunogen)	인간 ROGDI (NP_078865.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9GZN7
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스팩