

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rom1 폴리클론항체 - Q03395

품목 번호: CM0029850



소개

인간 ROM1(TSPAN23)을 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 망막 연구 및 막대세포 외절 연구용. IVD 및 연구용으로 최적화됨.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ROM1 토끼 pAb
비고/별칭	ROM; RP7; ROSPI; TSPAN23; ROM1
종	인간
GeneID	6094
면역원	인간 ROM1 (NP_000318.1)의 아미노산 126-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q03395
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백