


Wb, Elisa용 항-Ror1 폴리클론 항체 - Q01973

품목 번호: CM0028354



소개

Western blot 및 ELISA 검증 완료, 쥐(rat) 교차 반응성이 있는 ROR1 토끼 폴리클론 항체입니다. Wnt 신호 전달, 신경영양 수용체 연구 및 암 연구에 이상적입니다. 비접합(Unconjugated), 104kDa 타겟.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ROR1 토끼 pAb
비고/별칭	NTRKR1; dJ537F10.1; ROR1
종	인간
유전자 ID (인간)	4919
유전자 ID	4919
면역원	인간 ROR1(NP_005003.2)의 아미노산 24-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐(Rat)
SWISS	Q01973
단백질 무게	104kDa
배송	아이스팩