


Wb 및 Elisa용 Anti-Ror2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q01974

품목 번호: CM0012048



소개

인간 ROR2를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 연골 생성, 골 생성 및 Wnt 신호 전달 연구에 유용합니다. 약 105 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ROR2 Rabbit mAb
비고/별칭	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4920
유전자 ID	4920
면역원	인간 ROR2 (Q01974)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	Q01974
단백질 크기	105kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)