


Anti-Ror2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q01974

품목 번호: CM0024771



소개

인간 ROR2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 ROR2를 인식합니다. Wnt 신호 전달, 골형성 및 연골 발달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ROR2 Rabbit pAb
비고/별칭	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
종	인간
GeneID	4920
면역원	합성 펩타이드 (인간 ROR2의 아미노산 100-200, NP_004551.2)
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01974
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백