


Wb, Elisa용 Anti-Rora 다클로날 항체 - P35398

품목 번호: CM0026291



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 RORA 토끼 다클로날 항체(P35398). 인간, 마우스 및 랫트 RORA를 검출합니다. 생체 리듬, 대사 및 T세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RORA Rabbit pAb
비고/별칭	ROR1; ROR2; ROR3; RZRA; NR1F1; RORa1; IDDECA; RORalpha; RZR-ALPHA; RORA
종	사람(Human)
GeneID (사람)	6095
GeneID	6095
면역원	사람 RORA (NP_599023.1)의 아미노산 175-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P35398
단백질 분자량	53KDa/59kDa/61KDa/63KDa
배송	아이스백