

Wb, Elisa용 항-Rorc 다클론 항체 - P51449

품목 번호: CM0013323



소개

WB 및 ELISA용 토끼 다클론 anti-RORC 항체. 인간 RORC를 검출하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 면역세포 분화, 일주기 리듬 및 대사 조절에서 핵수용체 ROR-감마를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RORC 토끼 pAb
비고/별칭	TOR; RORG; RZRG; IMD42; NR1F3; RZR-GAMMA; RORC
종	인간
유전자 ID (인간)	6097
유전자 ID	6097
면역원	인간 RORC(NP_005051.2)의 아미노산 223-312에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P51449
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩