


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpa2 폴리클로날 항체 - P15927

품목 번호: CM0022386



소개

인간 RPA2 (RP-A p32)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. DNA 복제 및 DNA 손상 반응에 필수적. DNA 수복 및 게놈 안정성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPA2 Rabbit pAb
비고/별칭	RPA2; REPA2; RP-A p32; RP-A p34; RPA32; RP-Ap32; RP-Ap34; replication protein A2
종	인간
GeneID (인간)	6118
GeneID	6118
면역원	인간 RPA2(NP_002937.1)의 아미노산 1-270 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15927
단백질 분자량	29kDa/30kDa/38kDa
배송	아이스백