


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rpa32/Rpa2 단일클론 항체 - P15927

품목 번호: CM0010715



소개

사람, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 단일클론 RPA32/RPA2 항체. DNA 복제 및 손상 복구에 필수적. IVD 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPA32/RPA2 Rabbit mAb
비고/별칭	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
종	사람
GeneID (Human)	6118
면역원	사람 RPA32/RPA2 (NP_002937.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P15927
단백질 무게	29kDa
배송	아이스백